

Требования к компьютеру для эксплуатации компьютерной программы-тренажёра «Жидкостный хроматограф»

Минимальные требования:

Процессор: 2-ядерный, 1.8 ГГц

Оперативная память: 2 ГБ

Экран: 1024x768 пикс

Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10

Коммуникационные порты: 2 USB

Рекомендуемые требования:

Процессор: Intel Core i3-2310M, i3-3217M и выше


Оперативная память: 3 ГБ и выше

Экран: 1366x768 пикс и выше

Операционная система: Microsoft Windows Vista/7/8/10

Коммуникационные порты: 3 и более USB

Если при работе программы часто появляется следующее сообщение:



это означает, что мощности вашего компьютера недостаточно для выбранного режима работы. Рекомендуется уменьшить количество точек на хроматограмме путем увеличения времени измерения либо сокращения времени хроматографии.